


Kit BunionFix Tech Triplanar Correction

Registro ANVISA nº.: 81118460046



*Parafuso Omegatech AD Biselado com
comprimentos de 20mm a 70mm*

Medidor para os Fios Ø1,0 - Ø2,0 - Ø2,5

*Fio para alinhar o Guia com
o osso Metatarso*

*Mobilidade de ângulo para fixação
dos Parafusos*


Cabo para amplitude

*2 opções de Transladação
HORIZONTAL do Hálux Valgo*

*Transladação rotacional do
Hálux Valgo até 78°*

Kit BunionFix Tech Triplanar Correction

Caixa completa



Chaves - Screwdriver / Destornillador

TI140.0081.150 - Chave Canulada TX8 Chanfrada 45°
TI140.0101.150 - Chave Canulada TX10 Chanfrada 45°

Cabos - Handle / Cable

TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe A0)

Fio Guia - Guide Wire / Hilo guía

TI120.0011.150 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø1,0 x 150 mm
TI120.0020.150 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø2,0 x 150 mm
TI120.0020.250 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø2,0 x 250 mm
TI120.0020.150 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø2,0 x 150 mm
TI120.0025.250 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø2,5 x 250 mm
TI360.0100.200 - Tubo para Fio Guia 200,0mm
TI360.0100.250 - Tubo para Fio Guia 250mm

Brocas - Drill bits / Brocas

TI131.0021.250 - Broca Canulada Ø1,6 x 250mm
TI131.0026.250 - Broca Canulada Ø1,6 x 250mm