


Parafusos de Compressão Rosca Parcial OMEGATECH

Compression screw partial thread / Tornillo de compresión rosca parcial




Parafuso Canulado de Compressão OMEGATECH Ø1,8mm
TI006.2318.0XX - comprimentos de 8mm a 30mm
Canulado Ø0,75mm
Rosca longa

Parafuso Canulado de Compressão OMEGATECH Ø2,7mm
TI006.2X27.0XX - comprimentos de 10mm a 50mm
Canulado Ø0,90mm
Rosca curta e rosca longa



Parafuso Canulado de Compressão OMEGATECH Ø3,1mm
TI006.2331.0XX - comprimentos de 10mm a 50mm
Canulado Ø1,10mm
Rosca longa

Parafuso Canulado de Compressão OMEGATECH Ø4,2mm
TI006.2X42.0XX - comprimento de 18mm a 70mm
Canulado Ø1,30mm
Rosca média e rosca longa



Parafuso Canulado de Compressão OMEGATECH Ø6,2mm
TI006.2262.XXX - comprimentos de 30mm a 120mm
Canulado Ø1,70mm
Rosca média

Consulte nossos tamanhos e modelos opcionais.