

# Sistema de Placas Quadri-Block

STERILEEO



*PEEK-Poli(éter-éter-cetona)*

*Termoplástico com propriedades mecânicas favoráveis para aplicações biomédicas*

*Material Biocompatível*


*Boa interação com titânio*

*Produto estéril*

*Radiolucence*

# Sistema de Placas Quadri-Block

STERILEEO



## Sistema de Placa Quadri-Block para Artrodese

*TI044.0015.005 - Placa Quadri-Block Ø15mm 05 Furos - P*

*TI044.0017.006 - Placa Quadri-Block Ø 17mm 06 Furos - P*




## Parafuso Canulado para Placa Quadri-Block Ø2,3mm

*Cannulated Screw for Plate Quadri-Block Ø2,3*

*TI044.1023.0XX - Comprimentos de 12 à 20 mm*

# Sistema de Placas Quadri-Block

STERILEEO



## Fio Guia - Guide Wire/ Hilo Guía

TI120.0016.040 - Fio guia não-implantável liso Ø1,6 mm x 40,0 mm  
TI120.0016.150 - Fio guia não-implantável liso Ø1,6 mm x 150,0 mm  
TI120.0008.100 - Fio guia não-implantável liso Ø0,8 mm x 100,0 mm

## Brocas - Drills bits / Broca

TI130.0016.070 - Broca Ø1,6 mm x 70mm  
TI131.0016.070 - Broca canulada Ø1,6 mm x 70mm

## Guias - Guide/ Guía

TI1242.0002.009 - Guia de furação para placa quatro cantos  
TI1242.0012.003 - Guia MI para placa quatro cantos  
TI1265.0000.046 - Bloco guia centralizador para placa quatro cantos

## Fresas - Reamer/ Fresa

TI1380.0002.006 - Fresa canulada para placa quatro cantos Ø15  
TI1380.0002.007 - Fresa canulada para placa quatro cantos Ø17

## Cabos - Handle/ Cable

TI107.0001.008 - Cabo com limitador de torque axial 0,8 NM  
TI120.0016.150 - Cabo pequeno com engate rápido

## Tubos - Pipe/ Tubo

TI1360.0100.080 - Tubo para fio guia 80mm  
TI1360.0100.100 - Tubo para fio guia 100mm  
TI1004.0027.016 - Tubo para fio guia 150mm

## Medidor - Depth Measurer/ Medidor de Profundidad

TI191.0030.100 - Medidor de profundidade plano 30mm - canulado Ø1 mm

## Extrator - Extractor/ Extractor

TI265.0002.009 - Extrator roscado autoperfurante Ø5,0 x 70mm

## Chave - Screwdriver / Destornillador

TI141.2060.080 - Chave Canulada TX6 x 080 mm - TL

## Caixa - Box/ Caja

TI200.0007.012 - Caixa para implantes/instrumental C7012 (Caixa Placa QuadriBlock)  
TI200.0007.013 - Tampa para caixa T7013 (Caixa Placa Quadri-Block)